

- NORMAS DE SEGURANÇA / PRECAUÇÕES TÉCNICAS:

Os laboratórios de microbiologia devem atuar sob a égide de normas, para a garantia da segurança dos envolvidos direta e indiretamente. É necessário o manual de Boas Práticas (BPL) para cada setor de Microbiologia visando estabelecer tais prudências:

1. Procedimentos laboratoriais que envolvem materiais biológicos devem ser realizados somente por profissionais qualificados ou por técnicos supervisionados.
2. O fluxo laminar (Capela) é necessário para proteção ante materiais potencialmente infecciosos e garantia da confiabilidade dos resultados.
3. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como barreiras de segurança.
4. Utilização de pipetadores e seus acessórios, descartando-se a possibilidade de qualquer pipetagem com a boca.
5. Numa eventual contaminação, lavar o local com soluções bactericidas utilizadas normalmente: Álcool etílico ou Isopropílico (65-85%), compostos quaternários de Amônio ou Fenól de 0,5-5%. Retirar as luvas e proceder da mesma maneira.
6. As amostras devem ser transportadas em recipientes apropriados e em condições adequadas.
7. Restringir o uso de seringas ou agulhas somente ao necessário.
8. Equipamentos contaminados: proceder cuidadosa descontaminação de seu reparo e transporte.
9. O material de uso na Microbiologia deve ser autoclavado a 121°C por 30 minutos.

- DESCARTE DO MATERIAL

O descarte deve ser realizado conforme as recomendações vigentes da ANVISA (RDC nº 306, 07/12/2004, D.O.U. 10/12/2004) e do CONAMA (Resolução 283/2001).

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Traub, W. H. Lowrance B. L. Anticomplementary, anticoagulatory and serum protein precipitating, activity of Sodium Polianetol sulfonate. Applied Microbiology, 1970, 20, 465-468.
- Belding M. G., KlebanofS>J. -Effect of sodium polyanethol sulfonate in blood applied Microbiology, 1972, 24, 691-698.
- Bartlett, R. C. Ellner P. D. Washington J., A. II Blood cultures, Cumitech 1974, 1.
- Eng. J - Effect of sodium polyanethol sulfonate in blood cultures J. of Clin. microbiology, 1975, 1, 119-123.
- Washington J. A. II - Blood cultures, Principles and techniques Mayo. Clin proc. 1975, 50, 91-98.
- Manual of Clinical Microbiology, 6 Ed. 1995.
- Lennette, E. H. et. al. Microbiologia Clínica. 4 ed., 1987. Manual Difco, 10 ed. Detroit: Difco Laboratories, 1984.
- Isenberg, H. D. (ed.) clinical Microbiology Procedures Handbook. V.1. Washington D.C.: American Society for Microbiology, 1992.



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

BAC – BHI - CALDO

BRAIN-HEARTH-INFUSION

- APRESENTAÇÃO:

- BAC – BRAIN-HEARTH-INFUSION (BHI) Caixa com 25 tubos (5 a 6 ml por tubo).
- BAC – BRAIN-HEARTH-INFUSION (BHI) Caixa com 20 frascos 20 ml por frasco.
- BAC – BRAIN-HEARTH-INFUSION (BHI) Caixa com 10 frascos 50 ml por frasco.
- BAC – BRAIN-HEARTH-INFUSION (BHI) Caixa com 05 frascos 100 ml por frasco.

- COMPOSIÇÃO:

Infusão de cérebro	12,5 g
Infusão de coração	5,0 g
Peptona proteose	10,0 g
Glucose	2,0g
Cloreto de Sódio	5,0 g
Fosfato dissódico	2,5 g
Água purificada	1000 ml
pH 7,4 ± 0,2 a 25 °C	

- PRINCÍPIO:

Meio de cultura primário, isento de substâncias inibidoras e de indicadores, planejado para ser utilizado em um amplo espectro de aplicações.

Por sua rica e abundante base nutritiva é também adequado para o cultivo de microorganismos exigentes.

Após cultivo no meio de cultura primário (BHI) o microorganismo deverá ser isolado e identificado.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

No teste de eficiência utiliza-se de cepas-padrão inoculadas ao Bac-BHI DME, onde as cepas deverão apresentar crescimento após incubação a 35° ± 2°C por 24-48 horas.

CEPAS PADRÃO

- <i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538
- <i>Aspergillus brasiliensis</i>	NCPF 2275
- <i>Candida albicans</i>	ATCC 10231
- <i>Bacillus subtilis</i>	ATCC 6633
- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 9027

No teste de esterilidade são utilizados tubos ou frascos de BHI onde são incubados entre 30-35°C por um período de 14 dias, e observando todos os dias se apresentam turvação. O Bac-BHI DME será considerado estéril caso sua transparência e aspecto não sejam alterados.

- ARMAZENAMENTO:

Manter em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo de luz.

- VALIDADE: Vide Frasco.

Os meios não deverão ser usados caso a data de validade tenha expirado, ou se notar sinais de contaminação microbiana, evaporação do meio, mudança de cor, etc.



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

Av. Antônio Cavasana, 97 - Telefax: (18) 3621-8670 / 3621-8836
Araçatuba/SP - CNPJ 65.013.120/0001-79 - I.E. 177.086.249.112
comercial@dme.ind.br www.dme.ind.br

Responsável Técnico:
Antonio C. De Fendi - CRBM 1005

Responsável Técnico: ANTONIO CARLOS DE FENDI CRBM 1005
Registro MS nº 10401600017