

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ERITROMICINA DISCO COM 15 ug (ERI 15)

LOTE: 2470ERI FABRICAÇÃO: 06/16 VALIDADE: 06/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Eritromicina em refrigeração (2 a 8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de Junho de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 182001