

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ÁCIDO PIPEMÍDICO DISCO COM 20 ug (PIP 20)

LOTE: 2471PIP FABRICAÇÃO: 06/16 VALIDADE: 06/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico em refrigeração (-20 a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Junho de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001