

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: LINEZOLIDA                      DISCO COM 30 ug                      (LNZ 30)

LOTE: 2472LNZ                      FABRICAÇÃO: 06/16                      VALIDADE: 06/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	( 25 - 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Linezolida armazenados em refrigeração (-20 a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de Junho de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001