

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: PIPERACILINA/TAZOBACTAM      DISCO COM 36 ug      (PIT 30/6)

LOTE: 2481PITE      FABRICAÇÃO: 06/16      VALIDADE: 06/18

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	25,0 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	24,5 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	26,0 mm	( 23 – 29 mm )	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam em freezer (-20C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de Julho de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001