

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 2485CFE                      FABRICAÇÃO: 06/16                      VALIDADE: 06/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(29 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(21 - 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Cefalexina em refrigeração (-20 a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Julho de 2016.



**CONTROLE DE QUALIDADE**  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001