



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ESTREPTOMICINA DISCO COM 300 ug (EST 300)

LOTE: 2489ESTHL FABRICAÇÃO: 07/16 VALIDADE: 07/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	19,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Estreptomicina em refrigeração (2 a 8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de Julho de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001