

## **RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC** **(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NORFLOXACINA      DISCO COM 10 ug      (NOR 10)

LOTE: 2493NOR      FABRICAÇÃO: 07/16      VALIDADE: 07/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	( 17 – 28 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	( 22 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de NORFLOXACINA em refrigeração (-20 a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Agosto de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001