

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: VANCOMICINA      DISCO COM 30 ug      (VAN 30)

LOTE: 2497VAN      FABRICAÇÃO: 08/16      VALIDADE: 08/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Setembro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001