

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: SULFONAMIDAS DISCO COM 300 ug (SUL 300)

LOTE: 2503SUL FABRICAÇÃO: 08/16 VALIDADE: 08/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Sulfonamidas entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Setembro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001