

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

SAL: OPTOQUINA (Ethylhidrocupreine)      DISCO COM 5 ug      (OPT 05)

LOTE: 2505OPT      FABRICAÇÃO: 09/16      VALIDADE: 09/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	21,0 mm	≥ 15 mm
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Ausência de halo	Ausência de halo
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.  
Manter os discos de OPTOQUINA entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.  
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Setembro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001