



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 110 ug (PIT 110)

LOTE: 2513PIT FABRICAÇÃO: 09/16 VALIDADE: 09/18

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 34,0 mm | (27 – 36 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 30,0 mm | (24 – 30 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 32,0 mm | (24 – 33 mm) |
| Escherichia coli ATCC 35218 | 30,0 mm | (24 – 30 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de Outubro de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001