

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NOVOBIOCINA                      DISCO COM 30 ug                      (NOV 30)

LOTE: 2515NOV                      FABRICAÇÃO: 09/16                      VALIDADE: 09/18

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 30,5 mm      | (24 - 32 mm )  |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de Outubro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001