

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg (MFX 05)

LOTE: 2516MFX FABRICAÇÃO: 09/16 VALIDADE: 09/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,5 mm	(28 - 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,5 mm	(28 - 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,5 mm	(17 - 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de Outubro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001