

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: RIFAMPICINA DISCO COM 05 ug (RIF 05)

LOTE: 2517RIF FABRICAÇÃO: 10/16 VALIDADE: 10/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(26 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	9,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de Outubro de 2016.

P/ 
CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001