

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: TETRACICLINA DISCO COM 30 ug (TET 30)

LOTE: 2520TET FABRICAÇÃO: 11/16 VALIDADE: 11/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 - 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,5 mm	(18 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Novembro de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001