

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC **(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NORFLOXACINA DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 2522NOR FABRICAÇÃO: 11/16 VALIDADE: 11/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(17 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6061178 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Novembro de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001