

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMPICILINA DISCO COM 10 ug ( AMP 10 )

LOTE: 2529AMP

FABRICAÇÃO: 11/16

VALIDADE: 11/18

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 27 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 15 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.

- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Janeiro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001