

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFOTAXIMA                      DISCO COM 30 ug ( CTX 30 )

LOTE: 2533CTX                      FABRICAÇÃO: 01/17                      VALIDADE: 01/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,5 mm	( 25 – 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 29 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,5 mm	( 18 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de Janeiro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001