

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 2536CFC FABRICAÇÃO: 01/17 VALIDADE: 01/19

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 6061718 com validade 31/08/ 2017.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Fevereiro de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001