

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CLINDAMICINA      DISCO COM 02 ug    ( CLI 02 )

LOTE: 2538CLI      FABRICAÇÃO: 01/17      VALIDADE: 01/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(24 - 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de Janeiro de 2017.

**CONTROLE DE QUALIDADE**  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001