

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: TICARCILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 85 ug (TAC 85)

LOTE: 2539TAC

FABRICAÇÃO: 01/17

VALIDADE: 01/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,5 mm	(20 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	23,5 mm	(21 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Ticarcilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de Fevereiro de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001