

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2544NIT FABRICAÇÃO: 02/17 VALIDADE: 02/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	( 18 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Fevereiro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001