

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

SAL: BACITRACINA      DISCO COM 0,04UI      (BAC)

LOTE: 2568BACID      FABRICAÇÃO: 05/17      VALIDADE: 05/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	17,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de Maio de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001