

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

SAL: NOVOBIOCINA DISCO COM 5ug (NOV 05)

LOTE: 2569NOVID FABRICAÇÃO: 05/17 VALIDADE: 05/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA760	7,0 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de Maio de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001