

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: TETRACICLINA      DISCO COM 30 ug      (TET 30)

LOTE: 2570TET      FABRICAÇÃO: 05/17      VALIDADE: 05/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 24 - 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 18 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de Junho de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001