



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2572NIT FABRICAÇÃO: 05/17 VALIDADE: 05/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	( 18 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de Junho de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001