

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFOTAXIMA DISCO COM 30 ug (CTX 30)

LOTE: 2579CTX FABRICAÇÃO: 06/17 VALIDADE: 06/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,0 mm	(18 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de Julho de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001