

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: MARBOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (MRB 05)

LOTE: 2585MRB FABRICAÇÃO: 07/17 VALIDADE: 07/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	( 24 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,5 mm	( 29 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de MARBOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Julho de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001