

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: ENROFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (ENO 05)

LOTE: 2593ENO                      FABRICAÇÃO: 07/17                      VALIDADE: 07/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor esperado
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(27 - 35 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Utilizar no Máximo em 30 dias apo a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Agosto de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001