

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM( SULFAMETRIM ) DISCO COM 25 ug (SZT 25)

LOTE: 2594SZT

FABRICAÇÃO: 07/17

VALIDADE: 07/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	( 24 – 32 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	31,5 mm	( 24 – 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Agosto de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001