

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CLINDAMICINA      DISCO COM 02 ug    ( CLI 02 )

LOTE: 2596CLI      FABRICAÇÃO: 07/17      VALIDADE: 07/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(24 - 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de Agosto de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001