

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NORFLOXACINA      DISCO COM 10 ug      (NOR 10)

LOTE: 2598NOR      FABRICAÇÃO: 08/17      VALIDADE: 08/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,5 mm	( 17 – 28 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	( 22 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Agosto de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001