

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 2605CFE                      FABRICAÇÃO: 08/17                      VALIDADE: 08/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,5 mm	(29 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	26,5 mm	(21 - 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de Setembro de 2017.

**CONTROLE DE QUALIDADE**

Aline Pelarin – CRBM 18537