

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: SULFONAMIDAS                      DISCO COM 300 ug                      (SUL 300)

LOTE: 2606SUL                      FABRICAÇÃO: 09/17                      VALIDADE: 09/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 24 – 34 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de Sulfonamidas entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Setembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
ALINE PELARIN – CRBM 18537