

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: TEICOPLANINA DISCO COM 30 ug (TEC 30)

LOTE: 2613TEC FABRICAÇÃO: 09/17 VALIDADE: 09/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
ALINE PELARIN – CRBM 18537