

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2615NIT FABRICAÇÃO: 09/17 VALIDADE: 09/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	( 18 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537