

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: ÁCIDO NALIDÍXICO                      DISCO COM 30 ug (NAL 30)

LOTE: 2617NAL                      FABRICAÇÃO: 09/17                      VALIDADE: 09/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,5 mm	( 22 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537