

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: ÁCIDO PIPEMÍDICO                      DISCO COM 20 ug                      (PIP 20)

LOTE: 2618PIP                      FABRICAÇÃO: 09/17                      VALIDADE: 09/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,5 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537