

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

SAL: OPTOQUINA (Ethylhidrocupreine) DISCO COM 5 ug (OPT 05)

LOTE: 2619OPT FABRICAÇÃO: 09/17 VALIDADE: 09/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	22,0 mm	≥ 15 mm
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Ausência de halo	Ausência de halo
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.
Manter os discos de OPTOQUINA entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537