

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFTRIAXONA DISCO COM 30 ug (CRO 30)

LOTE: 2622CRO FABRICAÇÃO: 11/17 VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 26,5 mm | (22 – 28 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 34,5 mm | (29 – 35 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 23,0 mm | (17 – 23 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 2,0 mm | ≤ 2,5 mm |

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Novembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537