

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 2624CIP

FABRICAÇÃO: 11/17

VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,5 mm	(22 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	38,0 mm	(30 – 40 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de Novembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537