

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ESTREPTOMICINA DISCO COM 10 ug (EST 10)

LOTE: 2625EST FABRICAÇÃO: 11/17 VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(14 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(12 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.

Manter os discos de ESTREPTOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de Novembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537