

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO      DISCO COM 30 ug (AMC 30)

LOTE: 2627AMC

FABRICAÇÃO: 11/2017

VALIDADE: 11/2019

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli      ATCC 25922	24,0 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli      ATCC 35218	21,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de Novembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537