

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 2629TIG FABRICAÇÃO: 11/17 VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	23,5 mm	(20 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(20 – 27 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	12,5 mm	(09 – 13 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de Dezembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537