

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: GENTAMICINA      DISCO COM 120 ug      ( GEN 120 )

LOTE: 2633GENHL      FABRICAÇÃO: 11/17      VALIDADE: 11/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	22,0 mm	( 16-23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.
- Manter os discos de Gentamicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Dezembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537