



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ERITROMICINA DISCO COM 15 ug (ERI 15)

LOTE: 2635ERI FABRICAÇÃO: 12/17 VALIDADE: 12/19

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 30,0 mm | (22 - 30 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Manter os discos de Eritromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de Janeiro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
ALINE PELARIN – CRBM 18537