

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: TETRACICLINA      DISCO COM 30 ug      (TET 30)

LOTE: 2639TET      FABRICAÇÃO: 01/18      VALIDADE: 01/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 24 - 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,5 mm	( 18 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de Janeiro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
ALINE PELARIN – CRBM 18537