

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFACLOR      DISCO COM 30 ug      (CFC 30)

LOTE: 2640CFC      FABRICAÇÃO: 01/18      VALIDADE: 01/20

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,5 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Àgar – DIFCO, lote 6314697 com validade 31/03/ 2019.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
ALINE PELARIN – CRBM 18537