

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFOTAXIMA DISCO COM 5 ug (CTX 05)

LOTE: 2652CTXE FABRICAÇÃO: 02/18 VALIDADE: 02/20

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	28,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	(24 – 34 mm)	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração (- 20°C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001